

# Gebruiksaanwijzingen SOA-test (anaal)

Met deze test-set kun je zelf op chlamydia & gonorrhoe (anaal) testen. Controleer voordat je gaat testen of de test-set compleet is:



For English version:  
See backside

1. Draai de dop van het testbuisje.
2. Pak het wattenstaafje door deze tussen duim en wijsvinger beet te houden. Vermijd contact met andere oppervlakken.
3. Breng het wattenstaafje 3-5 cm in de anus en draai het voorzichtig 10 seconden rond.
4. Plaats het wattenstaafje in het testbuisje, zonder andere oppervlakken te raken. Draai het busje vervolgens goed dicht.
5. Plaats het busje volgens de instructies in de DaklaPack Safety Bag. Verwijder de witte strook van de Safety Bag en plak deze goed dicht.
6. Let op: haal het bewaarkaartje met je monstercode eruit, en bewaar deze goed. De monstercode heb ik je nodig om op de website uitslag.thuistest.shop
7. Stop de Safety Bag in de (kartonnen) retourdoos. Sluit eventueel nog extra af met de bijgeleverde ronde sticker.
8. Verstuur de retourdoos naar het laboratorium door deze voor 17.00 uur op een doordeweekse dag in een oranje straatbrievenbus van PostNL te doen. Je hoeft geen postzegels te plakken. - Is het buiten kouder dan 0 graden of warmer dan 30 graden? Geef de verzendvelop dan af bij een PostNL punt.

## Deze kit bevat:


- 1x Test busje
- 1x Wattenstaafje
- 1x Een witte (kartonnen) retourdoos van Süsser met een antwoordnummer sticker
- 1x Uitslagen kaartje met monstercode
- 1x DaklaPack Safety Bag
- 1x Afsluitsticker voor op de doos

**Tip:** maak een foto van je codekaart en monstercode zodat je deze niet kwijtraakt om het resultaat te bekijken!



# User instructions STD-test (anal)

With this test-set, you can test yourself for chlamydia & gonorrhoea (anal). Check before testing if the kit is complete.

 Voor Nederlands:  
Zie achterkant

1. Take the cap off the test tube.
2. Pick up the Q-tip by holding it with your thumb and index finger. Avoid contact with any other surfaces.
3. Place the Q-tip in the back of your throat and turn it carefully
4. Place the Q-tip 3-5 cm inside the anus and turn it carefully for 10 seconds.
5. Place the Q-tip in the test tube without touching any other surfaces. Proceed to close the tube firmly.
6. Place the tube, following the instructions, in the DaklaPack Safety Bag. Remove the white stroke from the Safety Bag and close it firmly.
7. Note: take the card with the sample number out of the bag and keep it safe. You need the sample code to get your results on [uitslag.thuistest.shop](https://uitslag.thuistest.shop).
8. Put the Safety Bag in the (cardboard) return box. You can close it more firmly by using the sticker that is provided.
9. Send the return box to the laboratory by mailing it before 17.00 on a weekday in one of the orange PostNL mailboxes. You do not need any post stamps. Is it colder than 0 degrees or hotter than 30 degrees outside? Then drop off the package at a PostNL drop-off point.
10. 1-2 working days after receiving the sample in the laboratory, your results will be available on [uitslag.thuistest.shop](https://uitslag.thuistest.shop). Fill in your sample number and get your results anonymously.

## This kit contains:

- 1x Test tube
- 1x Q-tip
- 1x A white (cardboard) return box from Sÿsse with an answer number sticker
- 1x Result card with sample number
- 1x DaklaPack Safety Bag
- 1x Closing sticker for the box

**Tip:** Take a picture of your code card and sample number so you won't lose them when getting the results!

