

# Gebruiksaanwijzingen SOA-test man (urine)

Met deze test-set kun je zelf op chlamydia & gonorrhoe (urine) testen. Controleer voordat je gaat testen of de test-set compleet is:



For English version:  
See backside

1. Neem een schone beker en vang daarin de eerste druppels/straal van je urine op (max. 30 ml). Je hebt heel weinig nodig. Neem bij voorkeur ochtendurine.
2. Draai de dop van het testbuisje
3. Zuig met de pipet een gedeelte van de urine op en plaats dit vervolgens in het testbuisje. Als er 1,5 ml urine in het testbuisje zit dan is het voldoende.
4. Draai het buisje vervolgens goed dicht.
5. Plaats het buisje volgens de instructies in de DacklaPack Safety Bag. Verwijder de witte strook van de Safety Bag en plak deze goed dicht.
6. Let op; haal het bewaarkaartje met je monsternummer eruit, en bewaar deze goed. De monstercode heb je nodig om de uitslag op te vragen via [uitslag.thuistest.shop](https://uitslag.thuistest.shop)
7. Stop de Safety Bag in de (kartonnen) retourdoos. Sluit eventueel nog extra af met de bijgeleverde ronde sticker.
8. Verstuur de retourdoos naar het laboratorium. Dit kan voor 17:00 uur op een doordeweekse dag in een oranje straatbrievenbus van PostNL op de post gedaan worden. Je hoeft geen postzegels te plakken. Is het buiten kouder dan 0 graden of warmer dan 30 graden? Geef de verzend envelop dan af bij een PostNL punt.
9. 1-2 werkdagen na ontvangst van de sample in het laboratorium is je uitslag te zien via [uitslag.thuistest.shop](https://uitslag.thuistest.shop).

## Deze kit bevat:


- 1x Test (urine) buisje
- 1x Absorptiezakje
- 1x Een pipet in plastic verpakt
- 1x Een witte (kartonnen) retourdoos van Süsse met een antwoordnummer sticker
- 1x Uitslagen kaartje met monsternummer
- 1x DacklaPack Safety Bag
- 1x Afsluitsticker voor op de doos

**Tip:** maak een foto van je codekaart en monsternummer zodat je deze niet kwijtraakt om het resultaat te bekijken!



# User instructions STD-test man (urine)

With this test-set you can test yourself for chlamydia & gonorrhoea. Check before testing if the kit is complete.

 Voor Nederlands:  
Zie achterkant

1. Take a clean cup and catch the first droplets/stream of urine in it (max. 30 ml). You only need a small bit of urine. Preferably use morning urine.
2. Take the cap off the test tube.
3. Aspirate some of the urine with the pipette and place it in the test tube. If there is 1.5 ml of urine in the test tube it is enough.
4. Then screw the tube tightly.
5. Place the tube in the DaklaPack Safety Bag according to the instructions. Remove the white strip from the Safety Bag and tape it tightly.
6. Note: Remove the storage card with your sample number, and keep it in a safe place. You will need the sample code to request the results via [uitslag.thuigestest.shop](https://uitslag.thuigestest.shop)
7. Put the Safety Bag in the (cardboard) return box.
8. Send the return box to the laboratory. This can be done before 17.00 on a weekday in an orange PostNL street mailbox. You do not need to put post stamps on. Is it colder than 0 degrees or hotter than 30 degrees outside? Then drop off the shipping envelope at a PostNL point.
9. 1-2 working days after receiving the sample in the laboratory, your result can be seen via [uitslag.thuigestest.shop](https://uitslag.thuigestest.shop).

## This kit contains:

- 1x Test (urine) tube
- 1x Absorption bag
- 1x A pipette wrapped in plastic
- 1x A white (cardboard) return box from Sÿsse with an answer number sticker
- 1x Result card with sample number
- 1x DaklaPack Safety Bag
- 1x Closing sticker for the box

**Tip:** Take a picture of your code card and sample number so you won't lose them when getting the results!

