

Gebruiksaanwijzingen SOA-test (oraal)

Met deze test-set kun je zelf op chlamydia & gonorrhoe (oraal) testen. Controleer voordat je gaat testen of de test-set compleet is:



For English version:
See backside

1. Draai de dop van het testbuisje en plaats het busje in de buishouder.
2. Pak het wattenstaafje door deze op de breuklijn tussen duim en wijsvinger beet te houden. Vermijd contact met andere oppervlakken.
3. Breng het wattenstaafje 3-5 centimeter in de keel en draai het voorzichtig 10 seconden rond.
4. Plaats het wattenstaafje in het testbuisje, zonder andere oppervlakken te raken. Draai het busje vervolgens goed dicht.
5. Plaats het busje volgens de instructies in de DaklaPack Safety Bag. Verwijder de witte strook van de Safety Bag en plak deze goed dicht.
6. Let op: haal het bewaarkaartje met je monsternummer eruit, en bewaar deze goed, de code heb je nodig voor de uitslag.
7. Stop de Safety Bag in de (kartonnen) retourdoos. Sluit eventueel nog extra af met de bijgeleverde ronde sticker.
8. Verstuur de retourdoos naar het laboratorium door deze voor 17.00 uur op een doordeweekse dag in een oranje straatbrievenbus van PostNL te doen. Je hoeft geen postzegels te plakken. - Is het buiten kouder dan 0 graden of warmer dan 30 graden? Geef de verzendvelop dan af bij een PostNL punt.
10. 1-2 werkdagen na ontvangst van je sample in het laboratorium is je uitslag in te zien via uitslag.thuistest.shop. Typ daar je monster-/sample nummer in en ontvang anoniem je uitslag.

Deze kit bevat:



- 1x Testbuisje
- 1x Wattenstaafje
- 1x Een witte (kartonnen) retourdoos van Süsse met een antwoordnummer sticker
- 1x Uitslagen kaartje met monsternummer
- 1x DaklaPack Safety Bag
- 1x Afsluitsticker voor op de doos

Tip: maak een foto van je codekaart en monsternummer zodat je deze niet kwijtraakt om het resultaat te bekijken!



User instructions STD-test (oral)

With this test-set you can test yourself for chlamydia & gonorrhoea (oral). Check before testing if the kit is complete.

 Voor Nederlands:
 Zie achterkant

1. Take the cap off the test tube and place it in the tube holder.
2. Pick up the Q-tip by holding it on the break line using your thumb and index finger. Avoid contact with other surfaces.
3. Place the Q-tip 3–5 centimeters in the throat and turn it carefully for 10 seconds.
4. Place the Q-tip in the test tube without touching any other surfaces. Proceed to close the tube firmly.
5. Place the tube, following the instructions, in the DaklaPack Safety Bag. Remove the white stroke from the Safety Bag and close it firmly.
6. Note: Take the card with the sample number out of the bag, and keep it safe. You need the sample code to get your results.
7. Put the Safety Bag in the (cardboard) return box. You can close it more firmly by using the sticker that is provided.
8. Send the return box to the laboratory by mailing it before 17.00 on a week day in one of the orange PostNL mailboxes. You do not need any post stamps. Is it colder than 0 degrees or hotter than 30 degrees outside? Then drop off the package at a PostNL drop off point.
9. 1-2 working days after receiving the sample in the laboratory, your results will be available on uitslag.thuistest.shop. Fill in your sample number and get your results anonymously.

Deze kit contains:

- 1x Test tube
- 1x Q-tip
- 1x A white (cardboard) return box from Sÿsse with an answer number sticker
- 1x Result card with sample number
- 1x DaklaPack Safety Bag
- 1x Closing sticker for the box

Tip: take a picture of your code card and sample number so you won't lose them when getting the results!

