

HIV-Syphilis Combinatie test

Voordat je begint met het afnemen van deze test: lees de instructies zorgvuldig, zorg ervoor dat de inhoud van deze test verzameld is en dat je je handen gewassen hebt voor het afnemen van de test.

Wanneer er onderdelen van de test ontbreken, neem dan een nieuwe test af om zeker te zijn van het juiste resultaat.

Inhoud van deze kit

- Test apparaat
- Alcoholol swab
- Pipet
- Buffer flesje
- Steriel lancet
- Gebruikshandleiding

Voordat je begint met de test

Let goed op: de lancet (prikker) kan vanwege veiligheid en hygiëne maar eenmalig worden geactiveerd. Dit gebeurt als je de lancet tegen je vingertop plaatst en drukt.


Wanneer de lancet geactiveerd is, kan deze niet meer gebruikt worden en dien je een nieuwe te gebruiken voor het optimalie testresultaat.




Voordat je begint met de test: maak je vingertop schoon met het alcoholdoekje.



Doorprik een van je vingertoppen met het lancet totdat er een druppel bloed vrijkomt.



Vang 2 druppels (80 µl) van je bloed op in de pipet.



Pak de pipet en druppel 2 druppels bloed in het samplevakje (letter S).



Voeg 1 druppel van het bufferflesje toe aan het samplevakje.



Lees het resultaat af, tussen 15 en 20 minuten nadat je de druppels hebt toegevoegd.

Negatief		HIV Positief		Syfilis Positief		HIV & Syfilis Positief		Ongeldig	
	C T1 T2		C T1 T2		C T1 T2		C T1 T2		C T1 T2

HIV-Syphilis Combination test

Before you begin this test, read the instructions carefully, ensure that the contents of this test have been collected, and wash your hands before administering the test.

If any parts of the test are missing, administer a new test to ensure accurate results.


Kit contents:

- Test device
- Alcohol swab
- Pipette
- Buffer bottle
- Sterile lancet
- Instructions for use

Before you start the test

Please note: for safety and hygiene reasons, the lancet can only be activated once. This is done by placing the lancet against your fingertip and pressing it.


Once the lancet is activated, it can no longer be used, and you should use a new one for optimal test results.




Before starting the test, clean your fingertip with the alcohol wipe.



Prick one of your fingertips with the lancet until a drop of blood is released.



Collect 2 drops (80 µl) of your blood in the pipette.



Take the pipette and place 2 drops of blood in the sample compartment (letter S).



Add 1 drop from the buffer bottle to the sample compartment.



Read the result between 15 and 20 minutes after adding the drops.

Negative		HIV Positive		Syphilis Positive		HIV & Syphilis Positive		Invalid	
	C		C T1		C T1		C T1		C T2
	T2		T2		T2		T2		T2

Test combiné VIH-syphilis

Avant de commencer ce test : lisez attentivement les instructions, assurez-vous que le contenu du test est complet et que vous vous êtes lavé les mains avant de commencer.

Si certaines parties du test manquent, refaites le test afin d'obtenir un résultat fiable.


Avant de commencer le test

Attention : pour des raisons de sécurité et d'hygiène, la lancette ne peut être activée qu'une seule fois. Pour cela, placez-la contre votre doigt et appuyez dessus.


Une fois la lancette activée, elle ne peut plus être utilisée ; pour des résultats de test optimaux, utilisez-en une nouvelle.

Contenu du kit :

- Dispositif de test
- Tampon alcoolisé
- Pipette
- Flacon de solution tampon
- Lancette stérile
- Mode d'emploi



Prélevez 2 gouttes (80 µl) de votre sang dans la pipette.



Prenez la pipette et déposez 2 gouttes de sang dans le compartiment échantillon (lettre S).



Ajoutez 1 goutte du flacon tampon dans le puits d'échantillon.



Lisez le résultat entre 15 et 20 minutes après avoir ajouté les gouttes.

Négatif	VIH positif		Syphilis positif		VIH & Syphilis positif		Invalide
C	C	C	C	C	C	C	C
T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2

HIV-Syphilis-Kombinationstest

Bevor Sie mit diesem Test beginnen: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, stellen Sie sicher, dass alle Teile des Tests vorhanden sind, und waschen Sie sich vor dem Test die Hände.

Wenn Teile des Tests fehlen, führen Sie einen neuen Test durch, um ein korrektes Ergebnis zu gewährleisten.

Kitinhalt:

- Testgerät
- Alkoholtupfer
- Pipette
- Pufferflasche
- Sterilisierte Lanzette
- Gebrauchsanweisung

Bevor Sie mit dem Test beginnen

Bitte beachten: Aus Sicherheits- und Hygienegründen kann die Lanzette nur einmal aktiviert werden. Dazu halten Sie die Lanzette an Ihre Fingerspitze und drücken sie.


Nach der Aktivierung kann die Lanzette nicht mehr verwendet werden. Für optimale Testergebnisse sollten Sie eine neue Lanzette verwenden.




Bevor Sie mit dem Test beginnen: Reinigen Sie Ihre Fingerspitze mit dem Alkoholtuch.



Stechen Sie mit der Lanzette in eine Ihrer Fingerspitzen, bis ein Tropfen Blut austritt.



Fangen Sie 2 Tropfen (80 µl) Ihres Blutes in der Pipette auf.



Nehmen Sie die Pipette und geben Sie 2 Tropfen Blut in das Probenfach (Buchstabe S).



Geben Sie 1 Tropfen aus der Pufferflasche in die Probenvertiefung.



Lesen Sie das Ergebnis 15 bis 20 Minuten nach der Tropfenzugabe ab.

Negativ	HIV-positiv		Syphilis positiv		HIV & Syphilis positiv		Ungültig
C	C	C	C	C	C	C	C
T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2